

LABORHITS

Pasteurpipetten, PE



Präzise feine Spitze

Graduiert

40%
reduziert



Zuverlässigkeit

- Präzise geformte Spitzen garantieren eine stets einheitliche Tropfengröße
- Überwachte Herstellprozesse gewährleisten gleichmäßige Saugbälle mit gleichbleibend hoher Qualität

Reproduzierbare Ergebnisse

- Inertes, nicht toxisches Polyethylen
- Hergestellt ohne Formtrennmittel, die die Testergebnisse beeinflussen könnten

Design

- Lassen sich gut mit Latexhandschuhen halten – kein Abrutschen
- Klar lesbare Graduierung
- Die Verpackung reduziert deutlich das Kontaminationsrisiko durch Schimmelsporen aus der Luft

Nur für Forschung und Entwicklung.

Länge mm	Nennvolumen ml	Steril	Material	VE	Bestell Nr.
150	1,0	Nein	PE	500	4672670
150	3,0	Nein	PE	500	4672671